


## 臨床ケースレポート 医療用品 4. 整形用品 高度管理医療機器 コラーゲン使用人工骨




Collagen Hybrid

リフィット®



左橈骨遠位端骨折 (症例：64歳 女性)



術前

術直後

術後 4 ヶ月

術後 6 ヶ月

PB-101010



10×10×10 mm


転倒にて受傷。左橈骨遠位端骨折 (AO分類23-C3.1) と診断。  
第10病日にロッキングプレートを用いた観血的整復固定術を施行。  
掌側より侵入し、遠位骨片をエレバトリウムで整復し生じた間隙に生理食塩液で湿潤させたリフィット10×10×10mmブロック3個(合計3mL)を補填(赤丸部)し、ロッキングプレートで固定。  
術直後の炎症反応、浸出液等もなく経過良好、術後2週で可動域訓練開始。  
現在、術後6ヶ月経過し、疼痛なく日常生活に復帰している。

兵庫県立加古川医療センター 整形外科 岸本 健太先生



# Collagen Hybrid


# リフィット®



## 製品一覧

償還分類 ; 078 人工骨 (1) 汎用型 ②吸収型 イ多孔体 ii 蛋白質配合型

PB-101010



PB-103020



形 状	品 番	寸 法	包装単位/箱	区分名略称
ブロック	PB-101010	10×10×10 mm	1個 (1.0mL)	人工骨 : AB-06-2
	PB-103020	10×30×20 mm	1個 (6.0mL)	

### 【使用目的、効能または効果】

- 以下の骨欠損における骨再生の促進
  - ・骨腫瘍等、疾病の治療により生じた骨欠損
  - ・骨折等、外傷により生じた骨欠損
  - ・自家骨採取により生じた骨欠損
- 自家骨 (同種骨) 移植の補助/代替

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・アナフィラキシーの既往のあるアレルギー患者または 重度のアレルギー患者、もしくは他のブタコラーゲン含有製剤に対するアレルギーのあることが知られている患者。

※仕様、形状は一部変更することもあります。  
※掲載の写真は実物大ではございません。

# PENTAX

製造販売業者

**HOYA Technosurgical 株式会社**

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル  
TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711

■札幌オフィス 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472  
■仙台オフィス 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924  
■名古屋オフィス 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573  
■大阪オフィス 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686  
■福岡オフィス 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-281-6860 FAX:092-281-6869

URL [www.hoyatechnosurgical.co.jp](http://www.hoyatechnosurgical.co.jp)

ご注文先

**益子工場**

〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町大字塙858  
TEL 0285-72-6253 FAX 0285-72-6259

RF102301  
2014年12月作成